



**Laborauftrag
MIT ärztlicher
Verordnung**

Schänisweg 5001 Aarau
Tel.: 062 / 836 70 40
labor.aarau@hirslanden.ch

HIRSLANDEN
KLINIK AARAU

010040290015

Verordnender Arzt		Patientenangaben		Falletikett	
Praxisname:		Name:		<i>Feld bitte frei lassen!</i> <i>Nicht überkleben!</i>	
Name:		Vorname:			
Adresse:		Geburtsdatum:			
Stempel/Visum:		Adresse:			
Mail-Adresse:		Befund an:			
		Terminanmeldung:			
Auftragsetikette		Probenmaterial			
<i>Feld bitte frei lassen!</i> <i>Nicht überkleben!</i>		☐ venös ☐ kapillär			
		Serum rot (S)Citrat blau (C)Heparin grün (H)Urin gelb (U) EDTA lila (E)Fluorid grau (F)Blutsenkung schwarz (BSR)Spez. Metall orange (Met)			
Hämatologie		Klinische Chemie		Klinische Chemie	
☐ Hämatogramm klein ☐ Hämatogramm gross ☐ Retikulozyten ☐ Mikroskop. Lc-Diff ☐ Blutsenkung		Elektrolyte ☐ Natrium ☐ Kalium ☐ Chlorid ☐ Magnesium ☐ Calcium ☐ Calcium korrigiert ☐ Phosphat Eisenstoffwechsel ☐ Eisen ☐ Transferrin ☐ Transfsättig. ☐ Ferritin Proteine ☐ Totalprotein ☐ Albumin ☐ Präalbumin ☐ CRP ☐ Procalcitonin ☐ Cystantin C (GFR) Metabolite ☐ Harnstoff ☐ Kreatinin Enzym ☐ Harnsäure ☐ Bilirubin total ☐ Bilirubin direkt ☐ Glucose nü. ☐ Glucose pp ☐ HbA1c ☐ Lactat Enzyme ☐ Troponin-T (hs) ☐ proBNP ☐ Myoglobin		Enzyme ☐ CK ☐ CK-MB Masse ☐ ASAT ☐ ALAT ☐ GGT ☐ LDH ☐ Alk. Phosph. ☐ Lipase ☐ Amylase ☐ Pankreas Amylase ☐ Cholinesterase Lipide ☐ Lipidstatus ☐ Cholesterin ☐ HDL ☐ LDL ☐ Triglyceride Hormone ☐ Schilddrüsenstatus (TSH, FT3, FT4) ☐ TSH ☐ FT3 ☐ FT4 ☐ DHEA-S ☐ β-HCG ☐ LH ☐ FSH ☐ Prolactin ☐ Oestradiol ☐ Progesteron ☐ Testosteron ☐ Parathormon ☐ Cortisol Vitamine ☐ Vitamin B12 ☐ Folsäure ☐ Vitamin D3	
Gerinnung				Vitamine Extern	
☐ Gerinnungsstatus (Quick, PTT, TZ, Fibi) ☐ Quick / INR ☐ Thrombinzeit ☐ PTT ☐ Fibrinogen ☐ D-Dimere				☐ Vit. D, 1,25-diOH-Cholecal. ☐ PSA ☐ Freies PSA ☐ Vancomycin	
Anti-Xa				Tumormarker	
☐ Heparin Anti-Xa ☐ Liquemin Anti-Xa ☐ Fraxiparin Anti-Xa ☐ Fraxiforte Anti-Xa ☐ Fragmin Anti-Xa ☐ Rivaroxaban Anti-Xa				☐ HIV combi ☐ Mononukleose Schnelltest	
Immunhämatologie				Medikamente	
☐ Blutgruppe ☐ Antikörpersuchtest ☐ Direk. Coombstest				Infektserologie	
				Infektserologie Extern	
				☐ Hepatitis-Status (A+B+C+E) ☐ Hepatitis A (IgG/IgM) ☐ Hepatitis B Screening ☐ HBV: HBs-AK ☐ Hepatitis C (AK + AG)	
				Urin	
				☐ Urinstatus ☐ Natrium ☐ Kalium ☐ Chlorid ☐ Calcium ☐ Magnesium ☐ Phosphat ☐ Amylase ☐ Glucose ☐ Kreatinin ☐ Harnsäure ☐ Harnstoff ☐ Protein ☐ Mikroalbumin ☐ Schwangerschaftstest	
				Andere Analysen	
				☐ Serum-Serothek	

HIRSLANDEN
KLINIK AARAU

externe Analysen			externe Analysen			externe Analysen		
Vitamine			Hormone			Infekterserologie		
☐ Vitamin A	S		☐ Holotranscobalamin	S		☐ Adenovirus IgG	S	
☐ Vitamin B1	E		☐ Homocystein	S		☐ Anaplasma phagocytophilum IgG	S	
☐ Vitamin B5	S		☐ Pyruvat	S		☐ Bartonella henselae	S	
☐ Vitamin B6	E		☐ Acylcarnitin-Profil	S		☐ Bordetella pertussis Toxin	S	
☐ Biotin (Vitamin B7)	S		☐ Serotonin	S		☐ Borrelia burgdorferi	S	
☐ Vitamin C	S		☐ C-Peptid	S		☐ Brucella	S	
☐ Vitamin D 1,25-diOH-Cholecalciferol	S		☐ Insulin	S		☐ Campylobacter jejuni IgG	S	
☐ Vitamin E	S		☐ HOMA Index	S	F	☐ Coxiella burnetii IgG	S	
☐ Vitamin K	S		☐ Apolipoprotein A1	S		☐ CMV IgG	S	
☐ Methylmalonsäure	S		☐ Apolipoprotein B	S		☐ Dengue IgG	S	
☐ Beta-Carotin	S		☐ Apolipoprotein E	E		☐ Epstein Barr VCA IgG	S	
☐ Niacin	S		☐ Lipoprotein A	S		☐ Echinococcus	S	
☐ Folsäure in Erythrozyten	E		☐ Freie Fettsäuren	S		☐ Entamoeba histolytica AK	S	
			☐ ACTH	E		☐ FSME IgG	S	
			☐ Copeptin	S		☐ Leishmania AK	S	
			☐ SHBG	S		☐ Mycoplasma pneumoniae IgG	S	
			☐ HGH (Wachstumshormon)	S		☐ Fasciola hepatica AK	S	
			☐ Macroprolactin	S		☐ Hantavirus IgG	S	
			☐ Trijodthyronin gesamt	S		☐ Leptospira interrogans IgG	S	
			☐ Thyroglobulin	S		☐ Parainfluenza	S	
			☐ Calcitonin	S		☐ Filariose	S	
			☐ Androstendion	S		☐ Helicobacter pylori IgG	S	
			☐ Anti-Müller-Hormon	S		☐ Masern IgG	S	
			☐ Dihydrotestosteron	S		☐ Parvovirus IgG	S	
			☐ freies Testosteron	S		☐ Francisella tularensis	S	
			☐ Oestrone (E1)	S		☐ Mumps IgG	S	
			☐ 17-Hydroxyprogesteron	S		☐ RSV IgG	S	
			☐ 11-Desoxycortisol	S		☐ Röteln IgG	S	
			☐ Adiponectin	S		☐ Saccharomyces cerevisiae IgG	S	
			☐ Gastrin	S		☐ Salmonella Screen	S	
			☐ Leptin	S		☐ Schistosoma AK	S	
			☐ Melatonin	S		☐ Strongyloides stercoralis AK	S	
			☐ Aldosteron	S		☐ Taenia solium AK	S	
			☐ Renin	S		☐ Toxocara canis AK	S	
			☐ Katecholamine	H		☐ Toxoplasma gondii IgG	S	
			☐ Osteocalcin	S		☐ Trichinellose	S	
			☐ Metanephrin	E		☐ Trypanosomen	S	
			☐ P1NP Prokollagen	S		☐ Varizella zoster IgG	S	
			☐ IGF-1	S		☐ Yersinia IgG	S	
			☐ IGF-BP3	S		☐ Zika IgG	S	
			Metalle			STDs		
			☐ Chrom	Met		☐ HIV (intern)	S	
			☐ Kobalt	Met		☐ Hepatitis B Screening	S	
			☐ Kupfer	S		☐ Hepatitis C AK	S	
			☐ Mangan	S		☐ Treponema pallidum	S	
			☐ Molybdän	S				
			☐ Selen	S				
			☐ Zink	S				
			☐ Aluminium	Met				
			☐ Arsen	Met				
			☐ Blei	Met				
			☐ Cadmium	Met				
			☐ Quecksilber	Met				
Antikörper								
☐ GAD65-AK	S							
☐ IA-2 AK	S							